




MATERACE SEGMENTOWE ZMYWALNE

DO ŁÓŻEK MEDYCZNYCH ACTI

ACTI MC_SZP2, MC_SZP3, MC_SZP4, MC_YSZP1



SEGMENTY DOPASOWANE DO MODELU ŁÓŻKA ✓
ZMYWALNOŚĆ I HIGIENA ✓
ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ ✓



MATERACE DO ŁÓŻEK MEDYCZNYCH

OPIIS

Materace ACTI przeznaczone są do stosowania wraz z łózkami medycznymi, rehabilitacyjnymi i szpitalnymi wyposażonymi w segmentowe leże.

Materace zapewniają odpowiednie podparcie ciała pacjenta podczas pobytu w placówkach medycznych, opiekuńczych oraz w opiece domowej.

Pasują - zależnie od modelu - do łóżek ACTI COMFORT, ACTI CARE PLUS, MEDFLEX1, MEDFLEX COMFORT.

Wyroby posiadają świadectwo jakości zdrowotnej nr F.FB.60412.108.2026, wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Oceny Ryzyka Zdrowotnego.

Materace sprawdzają się doskonale w:

- ✓ Opiece domowej
- ✓ Domach opieki
- ✓ Hospicjach
- ✓ Szpitalach

MATERACE DO ŁÓŻEK MEDYCZNYCH

ZALETY



MATERACE DO ŁÓŻEK MEDYCZNYCH

CECHY

Materace ACTI wykonane są z segmentowego rdzenia z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej, umieszczonego w wodoodpornym pokrowcu.



Pokrowiec

Tkanina poliestrowa 90%, PU (poliuretan) 10% o grubości 0,5 mm



Rdzeń materaca

Wykonany z dwóch warstw pianki poliuretanowej:

- warstwa górna – pianka termoelastyczna (Visco) o grubości 40 mm i gęstości co najmniej 40 kg/m³,
- warstwa dolna – pianka wysokoelastyczna o grubości 60 mm i gęstości co najmniej 35 kg/m³.

MATERACE DO ŁÓŻEK MEDYCZNYCH

WYMIARY MODELI

- Model MC_SZP2

Segment 1: 360 x 890 mm

Segment 2: 290 x 890 mm

Segment 3: 500 x 890 mm

Segment 4: 680 x 890 mm

- Model MC_SZP3

Segment 1:

700 x 890 mm

570 x 890 mm

Segment 2:

400 x 890 mm

300 x 890 mm

- Model MC_SZP4

Segment 1: 780 x 890 mm

Segment 2: 240 x 890 mm

Segment 3: 350 x 890 mm

Segment 4: 550 x 890 mm


- Model MC_YSZP1

Segment 1: 790 x 900 mm

Segment 2: 280 x 900 mm

Segment 3: 360 x 900 mm

Segment 4: 520 x 900 mm





IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl