



FOTEL PIONIZUJĄCY HARMONIA



ERGONOMICZNY DESIGN ✓
ELEKTRYCZNA REGULACJA POZYCJI ✓
UŁATWIENIE PIONIZACJI ✓

EFG1K/ EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

OPIIS

Fotel stanowi niezastąpione wsparcie dla seniorów oraz osób o ograniczonej mobilności, znacząco ułatwiając im codzienne funkcjonowanie poprzez wyeliminowanie problemu trudnego wstawania i siadania, co przekłada się na większe poczucie samodzielności oraz bezpieczeństwa w domowym zaciszu. Mebel doskonale sprawdza się również w procesie rehabilitacji i opieki pooperacyjnej, wspomagając powrót do zdrowia po zabiegach chirurgicznych oraz urazach stawów czy kręgosłupa, a także umożliwiając bezpieczny wypoczynek w pozycji skutecznie odciążającej układ ruchu i krążenia.

Sprawdza się doskonale dla:

- ✓ Seniorów
- ✓ Osób o ograniczonej mobilności
- ✓ W rehabilitacji
- ✓ W opiece pooperacyjnej
- ✓ Jako wsparcie dla osób z bólami kręgosłupa i problemami naczyniowymi

FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY

- ✓ **Cicha i precyzyjna regulacja pozycji**
Dwa niezależne, ciche siłowniki umożliwiają osobne sterowanie oparciem oraz podnóżkiem, co pozwala na idealne dopasowanie kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb.

- ✓ **Elektryczna funkcja pionizacji i opuszczania**
Elektryczne sterowanie fotelem gwarantuje płynne i stabilne unoszenie siedziska, wspierając bezwysiłkowe wstawanie oraz siadanie.

- ✓ **Wbudowany timer (do 60 minut)**
Timer pozwala zaprogramować czas trwania sesji masażu lub ogrzewania, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo (np. podczas zasypiania).

- ✓ **Zaawansowany system masażu i ogrzewania**
Oferuje 6 zróżnicowanych trybów masażu z 3 poziomami intensywności oraz opcję przyjemnego podgrzewania siedziska i oparcia, wspomagając rozluźnienie mięśni.



FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY

- ✓ **Pozycja leżąca**
Umożliwia swobodne przechodzenie od pozycji siedzącej, przez półleżącą (idealną do czytania czy oglądania TV), aż po w pełni rozłożoną, doskonałą do drzemki i regeneracji.
- ✓ **Nowoczesne udogodnienia**
Intuicyjny pilot z wyświetlaczem LCD, wbudowany port USB-C do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, funkcjonalna kieszonka boczna oraz dwa uchwyty na napoje.
- ✓ **Wersje kolorystyczne**
Fotel dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - beżowej oraz szarej. Ułatwia to dopasowanie go do posiadanego wystroju wnętrza.
- ✓ **Pilot sterujący w języku polskim**
Intuicyjny i ergonomiczny pilot sterujący z wyświetlaczem LCD jest w języku polskim.



FOTEL PIONIZUJĄCY

STEROWANIE

✓ Pilot sterujący w języku polskim

Intuicyjny i ergonomiczny pilot sterujący z wyświetlaczem LCD jest w języku polskim.

Sterowanie

Pilot umożliwia sterowanie następującymi funkcjami:

- Podnoszenie siedziska (pionizacja)
- Opuszczanie siedziska
- Pauza/kontynuacja
- Regulacja intensywności
- Włączanie/wyłączanie ogrzewania
- Opuszczanie zagłówka (regulacja wysokości w dół)
- Podnoszenie zagłówka (regulacja wysokości w górę)
- Wybór trybu pracy
- Włączanie/wyłączanie zasilania
- Ustawienie czasu pracy




FOTEL PIONIZUJĄCY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Zasilanie: 100–240 V AC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 52,2 W
- Napięcie robocze: 29 V DC
- Masa fotela: 54 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



Wyposażenie fotela

1. Zagłówek
2. Oparcie pleców
3. Podłokietnik
4. Kieszka
5. Mechanizm regulacji
6. Siedzisko
7. Uchwyt na napoje
8. Podnóżek





IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



YouTube

www.instagram.com/acti_pl