



FOTEL MEDYCZNY GERIATRYCZNY

ACTI YFG1



ERGONOMICZNY DESIGN ✓
CZTEROPOZYCYJNA REGULACJA ✓
TRWAŁA, STALOWA KONSTRUKCJA ✓



YFG1

FOTEL GERIATRYCZNY

OPIIS

Fotel medyczny został zaprojektowany z myślą o profesjonalnej opiece nad pacjentami geriatrycznymi oraz wsparciu procesu rekonwalescencji. Dzięki swojej funkcjonalności i wyjątkowemu komfortowi, fotel doskonale sprawdza się podczas użytku domowego, ale także w placówkach opiekuńczych. Zapewnia wygodę również podczas długotrwałych procedur medycznych, takich jak dializy, terapie oddechowe, opieka kardiologiczna czy pobieranie krwi, gwarantując pacjentowi wygodę przez wiele godzin.

Sprawdza się doskonale w:

- ✓ Opiece domowej
- ✓ Domach opieki
- ✓ Hospicjach
- ✓ Szpitalach
- ✓ Laboratoriach diagnostycznych

FOTEL GERIATRYCZNY

ZALETY



Czteropozycyjna regulacja

Fotel umożliwia ustawienie w 4 różnych pozycjach (siedząca pionowa, telewizyjna/półsiedząca, pełne rozłożenie oraz pozycja Trendelenburga), co pozwala idealnie dopasować go do aktualnych potrzeb pacjenta i personelu medycznego.



Pozycja Trendelenburga sterowana siłownikiem gazowym

Zaawansowany system siłowników gazowych pozwala na płynne, szybkie i bezpieczne opuszczenie oparcia do pozycji przeciwwstrząsowej (Trendelenburga) za pomocą wygodnej dźwigni.



FOTEL GERIATRYCZNY

ZALETY



FOTEL GERIATRYCZNY

ZALETY



✓ **Ergonomiczne profilowanie i wygoda**

Wzmocnione kontury, grube i gęste wypełnienie z gąbki oraz wbudowany zagłówek gwarantują maksymalny komfort podczas długotrwałego siedzenia.

✓ **Trwała, stalowa konstrukcja**

Rama fotela wykonana jest z powlekanej stali o wysokiej wytrzymałości, która zapewnia stabilność, odporność na uszkodzenia oraz udźwig do 150 kg.

✓ **Wytrzymałość i higiena**

Siedzisko, oparcie oraz podnóżek zostały obszyte zaawansowanym materiałem medycznym (PU). Poliuretanowa powłoka nie absorbuje płynów ustrojowych ani leków, co pozwala na błyskawiczne usuwanie zabrudzeń. Materiał ten jest przyjemny dla skóry pacjenta, a jednocześnie wyjątkowo trwały.



FOTEL GERIATRYCZNY REGULACJE

Regulacja sekcji oparcia: od 37° do 61°

Regulacja sekcji podnóżka: od 13° do 36°



MKCH1

FOTEL GERIATRYCZNY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Wymiary całkowite: 1205 × 668 × 1178 mm
- Wymiary siedziska: 480 × 510 × 520 mm
- Wymiary stolika: 650 × 390 mm
- Maksymalne obciążenie (udźwig): 150 kg
- Średnica kół: 125 mm (2 koła z hamulcem)
- Masa: 41 kg




FOTEL GERIATRYCZNY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Wymiary całkowite: 1205 × 668 × 1178 mm
- Wymiary siedziska: 480 × 510 × 520 mm
- Wymiary stolika: 650 × 390 mm
- Maksymalne obciążenie (udźwig): 150 kg
- Średnica kół: 125 mm (2 koła z hamulcem)
- Masa: 41 kg






IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522
2909VA Capelle aan den IJssel, Holandia



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



YouTube

www.instagram.com/acti_pl