



FOTEL PIONIZUJĄCY OLIMP



- ERGONOMICZNY DESIGN ✓
- ELEKTRYCZNA REGULACJA POZYCJI ✓
- UŁATWIENIE PIONIZACJI ✓

EFG1K/EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

OPIIS

Fotel stanowi niezastąpione wsparcie dla seniorów oraz osób o ograniczonej mobilności, znacząco ułatwiając im codzienne funkcjonowanie poprzez wyeliminowanie problemu trudnego wstawania i siadania, co przekłada się na większe poczucie samodzielności oraz bezpieczeństwa w domowym zaciszu. Mebel doskonale sprawdza się również w procesie rehabilitacji i opieki pooperacyjnej, wspomagając powrót do zdrowia po zabiegach chirurgicznych oraz urazach stawów czy kręgosłupa, a także umożliwiając bezpieczny wypoczynek w pozycji skutecznie odciążającej układ ruchu i krążenia.

Sprawdza się doskonale dla:

- ✓ Seniorów
- ✓ Osób o ograniczonej mobilności
- ✓ W rehabilitacji
- ✓ W opiece pooperacyjnej
- ✓ Jako wsparcie dla osób z bólami kręgosłupa i problemami naczyniowymi



EFG1K/EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY

✓ **Cicha i precyzyjna regulacja pozycji**

Dwa niezależne, ciche siłowniki umożliwiają osobne sterowanie oparciem oraz podnóżkiem, co pozwala na idealne dopasowanie kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb.

✓ **Funkcja pionizacji - ułatwienie wstawania**

Mechanizm podnoszenia delikatnie unosi fotel i przechyla go do przodu, ułatwiając użytkownikowi bezpieczne przyjęcie pozycji stojącej bez nadmiernego obciążania kręgosłupa i kolan.

✓ **Wbudowany timer (do 60 minut)**

Timer pozwala zaprogramować czas trwania sesji masażu lub ogrzewania, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo (np. podczas zasypiania).

✓ **Funkcja ogrzewania**

Wbudowane elementy grzewcze wspomagają krążenie krwi, przynoszą ulgę spiętym mięśniom pleców i zapewniają przyjemne ciepło w chłodniejsze dni.

✓ **Funkcja masażu**

Fotel posiada aż 6 różnorodnych trybów masażu oraz regulację intensywności, co pozwala dostosować zabieg od delikatnego odprężenia po głęboki rozluźniający masaż mięśni.



FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY



Pozycja leżąca

Umożliwia swobodne przechodzenie od pozycji siedzącej, przez półleżącą (idealną do czytania czy oglądania TV), aż po w pełni rozłożoną, doskonałą do drzemki i regeneracji.



Szybkie Ładowanie USB-C

Wbudowany port umożliwia wygodne i szybkie ładowanie smartfona, tabletu czy czytnika e-booków bez konieczności dostępu do gniazdka elektrycznego.



Wersje kolorystyczne

Fotel dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - beżowej oraz szarej. Ułatwia to dopasowanie go do posiadanego wystroju wnętrza.



Mobilność i wygoda

Wypożyczony w solidne kółka ułatwiające przesuwanie fotela oraz praktyczną kieszeń boczną na pilota i podręczne przedmioty.




FOTEL PIONIZUJĄCY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Zasilanie: 100–240 V AC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 52,2 W
- Napięcie robocze: 29 V DC
- Masa fotela: 73 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



Wypożażenie fotela



1. Zagłówek
2. Oparcie pleców
3. Siedzisko
4. Pilot
5. Kieszka na pilot
6. Podłokietnik
7. Zasilacz
8. Podnózek
9. Kółko



IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



YouTube

www.instagram.com/acti_pl