



WÓZEK MEDYCZNY

ACTI YWR1



-
- OPTYMALNA ORGANIZACJA ✓
 - ŁATWE MANEWROWANIE ✓
 - SOLIDNA KONSTRUKCJA ✓



YWR1

WÓZEK MEDYCZNY

OPIS

Wózek medyczny jest wyrobem medycznym, zaprojektowanym jako mobilna jednostka magazynowo-transportowa. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie personelu medycznego w bezpiecznym transportowaniu, przechowywaniu oraz podawaniu leków i wyrobów medycznych. Wózek przeznaczony jest również do przechowywania i transportu aparatury oraz leków w stanach zagrożenia życia.

Sprawdza się doskonale w:

- ✔ Oddziałach szpitalnych
- ✔ Domach opieki
- ✔ Hospicjach
- ✔ Gabinetach lekarskich
- ✔ Gabinetach medycyny estetycznej

WÓZEK MEDYCZNY WYPOSAŻENIE



WÓZEK MEDYCZNY

ZALETY

- ✔ **Optymalizacja pracy**
Wózek wspomaga personelu medycznego w bezpiecznym transportowaniu, przechowywaniu oraz podawaniu leków i wyrobów medycznych.
- ✔ **Bezpieczeństwo przechowywania**
Zamek centralny gwarantuje pełne bezpieczeństwo przechowywania, a duża pojemność wózka (50 pojemników możliwych do podziału na 4 części) pozwala na oddzielenie poszczególnych leków.
- ✔ **Wytrzymałość i higiena**
Wózek cechuje wytrzymała konstrukcja ze stali i aluminium. Obudowa i pojemniki są wykonane z tworzywa ABS, które pozwala na bezpieczną dezynfekcję urządzenia.
- ✔ **Wytrzymała konstrukcja**
Solidna, stalowa konstrukcja malowana proszkowo o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale pozwala także zachować higienę.



WÓZEK MEDYCZNY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 750 x 475 x 950 mm
- Wymiary koszy na odpady: 170 x 170 x 226 mm
- Wymiary dolnej szuflady: 430 x 375 x 240 mm
- Wymiary pudełka na leki: 173 x 80 x 62 mm
- Dopuszczalne obciążenie: 45 kg
- Masa netto: 50 kg
- Bezpieczne obciążenie robocze: 45 kg
- Pojemnik na odpady: 170 x 170 x 226 mm
- Dolna szuflada: 430 x 375 x 240 mm
- Rozmiar kasetki na leki: 173 x 80 x 62 mm
- Kółka z dwoma hamulcami: średnica 100 mm
- Wymiary kasetki na leki: 173 x 80 x 62 mm
- Wymiary pojedynczej przegrody: 42 x 80 x 62 mm.
- Wymiary dużej szuflady: wysokość 240 mm, przestrzeń wewnętrzna: 430 x 335 x 220 mm, z systemem przegród 3x3, które można dowolnie konfigurować.


Materiały i wyposażenie:

- Pojemniki na leki: ABS
- Uchwyty klamek: aluminium
- Zamek centralny: na kluczyk
- Blat wózka: ABS z galeryjką aluminiową, chroniącą przedmioty przed upadkami
- Konstrukcja wewnętrzna ze stali i aluminium, zewnętrzna obudowa z tworzywa ABS i materiałów antybakteryjnych, łatwa do utrzymania w czystości.
- Wkłady z kasetkami na leki z tworzywa ABS; każda kasetka posiada możliwość podziału na 4 części.
- Wysokiej jakości uchwyty szuflad wykonane ze stopu aluminium.
- 4 nylonowe koła o średnicy 125 mm z niebrudzącym bieżą nylonowe koła o średnicy 50 mm z bieżnikiem i łożyskami ślizgowymi, w tym jedno z hamulcem.
- 2 kosze na odpady z tworzywa ABS wyposażone w pokrywy.



IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566
E-mail: biuro@acti4med.pl
Tel.: +48 600 160 147



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den IJssel, The Netherlands
E-mail: ec.rep@sungoglobal.com



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl