



ELEKTRYCZNA KOZETKA DO BADAŃ

ACTI YKD1



BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA ✓
WYGODA PROWADZENIA BADANIA ✓
SOLIDNA KONSTRUKCJA ✓

CE YKD1

KOZETKA ELEKTRYCZNA

OPIS


Elektryczna kozetka do badań jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do podtrzymywania i pozycjonowania pacjenta podczas badań, zabiegów oraz czynności pielęgnacyjnych. Umożliwia bezpieczne ułożenie pacjenta, a także dostarcza możliwości elektrycznej regulacji wysokości i kąta oparcia urządzenia, dostosowując do potrzeb zarówno osoby badanej, jak i specjalisty.

Sprawdza się doskonale w:

- ✔ Oddziałach szpitalnych
- ✔ Domach opieki
- ✔ Hospicjach
- ✔ Gabinetach lekarskich
- ✔ Gabinetach medycyny estetycznej

KOZETKA ELEKTRYCZNA

KLUCZOWE PARAMETRY



KOZETKA ELEKTRYCZNA REGULACJE PILOTEM



KOZETKA ELEKTRYCZNA

ZALETY



- ✓ **Intuicyjne sterowanie**
Dzięki przewodowemu pilotowi, zmiana pozycji kozetki odbywa się płynnie, cicho i bez wysiłku
- ✓ **Wygoda pacjenta i lekarza**
Umożliwia badanie pacjenta w pozycji leżącej, półsiedzącej oraz siedzącej, zwiększając wszechstronność gabinetu.
- ✓ **Ergonomia pracy**
Elektryczna regulacja wysokości (460–810 mm) pozwala na idealne dopasowanie poziomu leża do wzrostu lekarza oraz rodzaju wykonywanego badania, co znacząco odciąża kręgosłup personelu medycznego.
- ✓ **Wytrzymała konstrukcja**
Solidna, stalowa konstrukcja malowana proszkowo o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale pozwala także zachować higienę.

KOZETKA ELEKTRYCZNA

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i zakresy:

- Wymiary zewnętrzne: 1900x600x460-810 mm
- Zakres regulacji wysokości: 460-810 mm
- Sposób regulacji wysokości: elektryczny, sterowany pilotem
- Wymiary leża: 1900 × 600 mm
- Regulacja oparcia: do 75°
- Maksymalne obciążenie: 170 kg
- Zasilanie: 220V ±10%, 50Hz
- Moc: 220 VA

Materiały i wyposażenie:

- Rama stalowa ze stali czarnowęglowej, malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Oparcie podnoszone przy pomocy sprężyny gazowej
- Leże wykonane z ABS i pianki poliuretanowej obszyta materiałem PVC
- Barierki boczne wykonane z aluminium
- 4 koła medyczne, niebrudzące, o średnicy 50 mm
- Leże kozetki składa się z 2 segmentów





IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den IJssel, The Netherlands

E-mail: ec.rep@sungoglobal.com



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl