



KRZESŁO TRANSFEROWE

ACTI PN1



BEZPIECZNY TRANSFER ✓
ODCIĄŻENIE OPIEKUNÓW ✓
SOLIDNA KONSTRUKCJA ✓



PN1

KRZESŁO TRANSFEROWE

OPIS

krzesło transferowe Acti ma za zadanie ułatwić podnoszenie się z pozycji siedzącej do stojącej oraz pomoc w przemieszczaniu osobom o ograniczonej mobilności. To niezastąpione odciążenie dla opiekunów oraz personelu medycznego.

Ułatwia pionizację i transfer pacjentów między łóżkiem, wózkiem inwalidzkim a toaletą, zarówno w warunkach domowych i ambulatoryjnych. Produkt może być również wykorzystywany jako pomoc wspierająca podczas pionizacji pacjenta w celu zmiany opatrunków, wkładów chłonnych (pieluchomajtek) lub do celów higieny osobistej.

Krzesło jest przeznaczony dla pacjentów, którzy potrafią stać samodzielnie lub z minimalną pomocą.

Sprawdza się doskonale w:

- ✓ Domach opieki
- ✓ Szpitalnych oddziałach geriatrycznych
- ✓ Szpitalnych oddziałach rehabilitacyjnych
- ✓ Domach prywatnych
- ✓ Hospicjach

KRZESŁO TRANSFEROWE

KLUCZOWE PARAMETRY



Regulowane siedzisko

Ergonomiczne płyty siedziska obracane o 150 stopni ułatwiają pacjentowi wsiadanie i wysiadanie. Są pokryte piankową wyściółką, co zapewnia łatwe czyszczenie.



Oparcie kolan

Ergonomiczne podparcie kolan może być regulowane w przód i w tył, co zapewnia pacjentowi komfort i bezpieczeństwo.



Uchwyty

Stalowy uchwyt wspierający zwiększa komfort pacjenta podczas opierania się, a ergonomiczny uchwyt do prowadzenia ułatwia przemieszczanie (transfer).



Pedał antypoślizgowy

Wytrzymała podstawa dolna z antypoślizgowym pedałem, dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta.



Pedał nożny

Pedał nożny steruje rozstawem (rozszerzaniem i zwężaniem) obu nóg wózka, aby ułatwić pacjentowi wejście i wyjście z urządzenia.



Koła

Przednie koła o średnicy 75 mm oraz tylne koła o średnicy 100 mm z indywidualnymi hamulcami ułatwiają przemieszczanie.

KRZESŁO TRANSFEROWE

ZALETY

- ✓ Rama ze stopu aluminium jest stosunkowo lekka przy dużej wytrzymałości.
- ✓ Ergonomiczna konstrukcja jest wygodna zarówno dla pacjenta, jak i opiekuna.
- ✓ Wytrzymała podstawa posiada antypoślizgowy pedał bezpieczeństwa pacjenta.
- ✓ Koła jezdne z hamulcami ułatwiają przemieszczanie i blokadę pozycji stojącej.
- ✓ Niskie podwozie zapewnia łatwy dostęp do łóżka lub innych miejsc wymagających minimalnej wysokości podstawy.



KRZESŁO TRANSFEROWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Masa krzesła: 30 kg

Średnica kół przednich: 7,5 cm

Średnica kół tylnych: 10 cm

Maksymalny udźwig: 130 kg





IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den IJssel, The Netherlands

E-mail: ec.rep@sungoglobal.com



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl