



# STOLIK SZPITALNY PRZYŁÓŻKOWY

ACTI ST1



- 
- UNIWERSALNY DESIGN ✓
  - REGULOWANY BLAT ✓
  - SOLIDNA KONSTRUKCJA ✓



ST1

# STOLIK PRZYŁÓŻKOWY

## OPIS

Stolik przyłóżkowy szpitalny został zaprojektowany z myślą o efektywnym zarządzaniu przestrzenią w salach szpitalnych oraz o wygodzie pacjenta.

Stolik ułatwia codzienne czynności, takie jak jedzenie, czytanie, pisanie, korzystanie ze sprzętów elektronicznych, bez potrzeby opuszczania łóżka przez pacjenta. Konstrukcja stolika pozwala na umieszczenie go bezpośrednio nad łóżkiem, co ma kluczowe znaczenie dla osób o ograniczonej mobilności lub długotrwale pozostających na oddziałach. Regulacja wysokości i kąta nachylenia blatu zwiększają funkcjonalność stolika.

Sprawdza się doskonale w:

- ✔ Oddziałach szpitalnych
- ✔ Domach opieki
- ✔ Hospicjach
- ✔ Domach prywatnych

# STOLIK PRZYŁÓŻKOWY

## ZALETY



### **Dostosowanie do potrzeb**

Regulowany na wysokość blat (w zakresie 71–110 cm), który może służyć jako miejsce do spożywania posiłków lub podstawa pod przybory pielęgnacyjne. Blat ma również funkcję regulacji kąta nachylenia, co ułatwia czytanie oraz korzystanie z urządzeń elektronicznych.



### **Kompatybilność z łózkami**

Dzięki podstawie jezdnej, która mieści się pod łózkami różnego typu, stolik może być wykorzystywany zarówno w szpitalach, jak i domach opieki oraz mieszkaniach prywatnych.




### **Trwała i higieniczna konstrukcja**

Blat stolika wykonany jest z wysokociśnieniowego laminatu HPL, odpornego na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Rama to stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne i łatwa do utrzymania czystości.

# STOLIK PRZYŁÓŻKOWY

## WYMIARY



# STOLIK PRZYŁÓŻKOWY

## PARAMETRY TECHNICZNE

### Wymiary:

- Wymiary zewnętrzne: 710 x 600 x 40 mm
- Płynna regulacja wysokości w zakresie 71-110 cm
- Maksymalne obciążenie blatu: 10 kg
- Wymiary blatu: 60 x 40 cm
- Grubość blatu: 2,45 cm
- Możliwa regulacja kąta nachylenia blatu 0° do 90°
- Średnica kół:  $\Phi 50 \times 41$  mm, kółka obrotowe (uniwersalne)
- Wymiary podstawy stelaża: 60,5 x 40 cm

### Parametry:

- Blat z płyty MDF
- Materiał stelaża: stal malowana proszkowo
- Zakres regulacji: 180° (dla dwóch stron)
- Materiał kół: plastik
- Materiał ramki wokół blatu: stal malowana proszkowo



## IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

**E-mail:** [biuro@acti4med.pl](mailto:biuro@acti4med.pl)

**Tel.:** +48 600 160 147



[www.acti4med.pl](http://www.acti4med.pl)



[www.instagram.com/acti\\_pl](https://www.instagram.com/acti_pl)



[www.instagram.com/acti\\_pl](https://www.instagram.com/acti_pl)