



WÓZEK

TRANSPORTOWY

ACTI MWT1



BEZPIECZNY TRANSFER ✓
ERGONOMIA I ŁATWOŚĆ DEZYNFEKCJI ✓
SOLIDNA KONSTRUKCJA ✓

CE MWT1

WÓZEK TRANSPORTOWY


OPIS

Manualny wózek transportowy do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej pozwala na wygodny i bezpieczny transfer pacjentów pomiędzy salami lub oddziałami szpitalnymi. Nadaje się również do transportu pacjentów w hospicjach oraz domach opieki.

Charakteryzuje się długimi barierkami zabezpieczającymi pacjenta na całej długości, a także łatwością dezynfekcji. Konstrukcja pantografowa pozwala na regulację wysokości, dzięki czemu transfer pacjenta z łóżka szpitalnego na wózek minimalizuje wysiłek personelu, a także stres chorego.

Sprawdza się doskonale w:

- ✔ Oddziałach szpitalnych
- ✔ Domach opieki
- ✔ Hospicjach



WÓZEK TRANSPORTOWY

KLUCZOWE PARAMETRY



WÓZEK TRANSPORTOWY

ZALETY

- ✓ W zestawie materac w wodoodpornym pokrowcu PU, wyposażony w pasy bezpieczeństwa mocowane na rzepy
- ✓ Składane w dół bariereki ułatwiają dostęp do pacjenta oraz jego transfer z innego urządzenia
- ✓ Piąte koło ułatwia manewrowanie
- ✓ Hamulec centralny obsługiwany z obu wózka pozwala na zahamowanie urządzenia natychmiast, zarówno po stronie szczytu górnego, jak i dolnego

WÓZEK TRANSPORTOWY


PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i zakresy:

- Wymiary zewnętrzne: 1930x640x820-1170mm
- Zakres regulacji wysokości: 820-1170 mm
- Sposób regulacji wysokości: manualny
- Masa pacjenta: 180 kg
- Średnica kół: 150 mm
- Zakres regulacji oparcia: 0-70°
- Sposób regulacji oparcia: pneumatyczny

Materiały i wyposażenie:

- Rama stalowa o konstrukcji pantografu ze stali czarnowęglowej, malowana proszkowo
- Leże wykonane z ABS
- Barierki boczne wykonane z ABS
- Koła medyczne, niebrudzące
- Leże wózka wykonane jest z 2 segmentów





IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73

00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

Tel.: +48 600 160 147



SUNGO Europe B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle
aan den IJssel, The Netherlands

E-mail: ec.rep@sungoglobal.com



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl