



PLACÓWKA OPIEKUŃCZA

KATALOG PRODUKTOWY 2026

OPTYMALIZACJA I UŁATWIENIE CODZIENNEJ PRACY ✓

WYGODA I OCHRONA ZDROWIA PERSONELU MEDYCZNEGO ✓

CERTYFIKOWANE PRODUKTY ✓

ATRAKCYJNE CENY ✓

NOWOCZESNE MATERIAŁY ✓



www.acti4med.pl

O NAS

Acti to marka specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, tworzono z myślą o komforcie pacjentów oraz efektywnej i bezpiecznej pracy personelu medycznego.

Koncentrujemy się na rozwiązaniach, które ułatwiają codzienną pracę i wspierają proces leczenia lub opieki długoterminowej. Acti stawia na trwałość, ergonomię oraz intuicyjną obsługę w dostępnej cenie.

Oferta Acti stanowi odpowiedź na potrzeby placówek opiekuńczych różnego typu:

- ✔ Hospicjów
- ✔ Domów opieki
- ✔ Mieszkań chronionych
- ✔ Zakładów opiekuńczo-leczniczych
- ✔ Domów seniora

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

Acti ASSIST

Estetyczne łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją.



Parametry łóżka:

- Wymiary zewnętrzne: 2160 x 1030 x 355 mm
- Zakres regulacji wysokości: 230-630 mm
- Regulacja oparcia zakres: 0-70°
- Regulacja strefy nóg: 0-40°
- Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga: 0-12°

Wyposażenie łóżka:

- Boczne barierki PCV z funkcją składania na guzik
- Fronty wykonane z płyty MDF
- Leże wykonane ze stali malowanej proszkowo
- Pilot do sterowania
- 4 x koła medyczne z hamulcami (Ø 125 mm)
- Funkcja automatycznego CPR

Zalety:

- Estetyczny wygląd imitujący drewniane łóżko domowe
- Maksymalny udźwig 220 kg - odpowiednie także dla pacjentów o większej masie ciała
- Wygodnie opuszczane barierki przy użyciu guzika - eliminacja ryzyka zakleszczenia
- Łóżko o niższe niż standardowe - łatwiejszy transfer pacjenta



ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

Acti ASIST PLUS

Łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją i funkcją obrotową.



Parametry łóżka

- Wymiary zewnętrzne: 2100 x 1000 x 510 mm
- Zakres regulacji wysokości: 510-810 mm
- Regulacja oparcia zakres: 0-70°
- Regulacja strefy nóg: 0-40°
- Rotacja leża o 45°

Wyposażenie łóżka:

- Fronty wykonane z płyty MDF
- Leże i tama łóżka wykonane ze stali malowanej proszkowo
- Stalowe barierki
- Pilot do sterowania
- 4 x koła medyczne, w tym 2 z hamulcami (Ø 125 mm)
- W zestawie materac o grubości 80 mm z pokrowcem z PU

Zalety:

- Wygodna pionizacja pacjenta dzięki funkcji obrotu
- Sterowanie elektryczne wszystkimi funkcjami łóżka
- Solidne, stabilne barierki, które obracają się razem z leżem gwarantujące stabilność pacjenta oraz bezpieczeństwo pionizacji
- Łatwy dostęp do pacjenta w pozycji siedzącej
- Maksymalny udźwig 180 kg

ŁÓŻKA SZPITALNE



Acti COMFORT PLUS

Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Strefa pleców: 0-75°
- Strefa nóg: 0-40° (górze lub dół)
- Pełna pozycja siedząca
- Przechył materaca prawa strona: 0-40°
- Przechył materaca lewa strona: 0-40°
- Wysokość: 52-75 cm

Wyposażenie łóżka:

- 2 segmentowy materac piankowy z wypustkami i pokrowcami zapinanymi na zamek błyskawiczny (możliwość prania pokrowca)
- Materac wodoodporny - łatwo zmywalny
- Boczne barierki z funkcją składania
- Pilot do sterowania
- Stolik nakładany na barierki typu tablet
- Wysięgnik z uchwytem
- Stojak na kroplówkę
- Umywarka do mycia głowy
- Elektrycznie chowany/wysuwany basen z uchwytem (otwórz/zamknij)
- 4 x podwójne kółka z hamulcami (Ø 125 mm)

ŁÓŻKA SZPITALNE



Acti CARE PLUS

Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Regulacja wysokości leża w zakresie 45° do 690 mm
- Regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 80 °
- Regulacja sekcji kolan w zakresie +25 do 65°
- Przechył boczny ciała na materacu w zakresie 0 do 45°

Wyposażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- 4 segmenty leża
- 4 ciche koła jezdne medyczne o średnicy 125 mm, z indywidualną blokadą każdego koła
- 4 odboje umieszczone na narożnikach ramy
- Barierki boczne składane, wykonane z aluminium
- Pilot sterujący zawieszany jest na barierce łóżka
- Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS, wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi
- Wyposażenie dodatkowe w zestawie: 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).
- Materac z pianki PU w wodoodpornym, łatwym do czyszczenia pokrowcu PU z zamkiem błyskawicznym

AKCESORIA DO ŁÓŻEK



Stolik do łóżka

Stolik regulowany do łóżek rehabilitacyjnych.


Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 710 x 600 x 40 mm
- Płynna regulacja wysokości w zakresie 71-110 cm
- Maksymalne obciążenie blatu: 10 kg
- Wymiary blatu: 60 x 40 cm
- Możliwa regulacja kąta nachylenia blatu 0° do 90°
- Błat wykonany z płyty MDF
- Solidna rama stalowa malowana proszkowo



Szafka przyłóżkowa

- Obudowa z płyty HDF
- Aluminiowa rama
- Teleskopowe prowadnice szuflad
- Składany stół z płyty HPL
- Stół z regulacją wysokości, sterowany amortyzatorami
- Możliwość przechylania stołu do pozycji do czytania
- Części metalowe malowane proszkowo
- Aluminiowe ograniczniki wokół blatu
- Regulacja wysokości stołu w zakresie od 760 mm do 1070 mm



Materac zmywalny

- Zmywalny, wodoodporny materac do łóżek szpitalnych w pokrowcu z PU.
- Wymiary i liczba sekcji dostosowane do potrzeb sekcji łóżka szpitalnego.
- Grubość 10, 12 lub 15 cm.
- Wypełnienie z pianki visco lub/i PU.
- Odpowiedni do mycia maszynowego.



Mycie maszynowe

PIONIZACJA I TRANSFER



Acti PN1

Pionizator z pozycji siedzącej do stojącej.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 780 x 615 x 1070 mm
- Udźwig: 130 kg
- Średnica kół na przedniej osi: 75 mm
- Średnica kół na przedniej osi: 100 mm
- Solidna rama stalowa malowana proszkowo



Acti PN2

Pionizator do transferu pacjenta z funkcją toaletową.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 760 x 450 x 900 mm
- Udźwig: 150 kg
- Regulacja wysokości: 90,5-110,5 cm
- Regulacja wysokości siedziska: 45-65 cm
- Szerokość siedziska: 43 cm
- Solidna rama stalowa malowana proszkowo

PIONIZACJA I TRANSFER



Acti PN1

Krzeseł ewakuacyjne/schodołaz składany.

Parametry:

- Wysokości teleskopowej ramy do uchwytu: 108 cm, 127 cm, 146 cm i 164 cm
- Wymiary zewnętrzne: 108 x 52,1 x 103 cm
- Wymiary siedziska: 49 x 42,5 cm
- Wysokość siedziska mierzona od podłogi: 50 cm
- Długość teleskopowych uchwytów przednich: 15 cm, 35 cm
- Długość tylnych uchwytów do podnoszenia: 26 cm
- Wymiar po złożeniu: 108 x 52,1 x 24,2 cm
- Udźwig: maks.180 kg
- Kąt nachylenia gąsiennic gumowych: 20°
- Masa netto: 34 kg
- Ładowarka: 29,4 V, 2 A



Acti PN2

Wózek elektryczny sterowany z funkcją schodołaza oraz możliwością złożenia.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie złożonym: 420 x 680 x 1100 mm
- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 980 x 980 x 1100-1630 mm
- Masa: 30 kg
- Udźwig: 150 kg
- Regulacja wysokości: 90,5-110,5 cm
- Regulacja wysokości rękojeści: 107-103 cm
- Wymiary siedziska: 47 x 47 cm
- Rama aluminiowa

PIONIZACJA I TRANSFER



Mobilna rampa aluminiowa

Lekka, składana rampa aluminiowa umożliwiająca bezpieczne pokonanie barier dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych, skuterów i innych pojazdów.

Dostępne wymiary:

Długość	Szerokość	Wymiary po złożeniu	Masa
120 cm	73 cm	63 cm x 38 cm	10 kg
180 cm	73 cm	93 cm x 38 cm	16 kg
210 cm	73 cm	108 cm x 38 cm	19,5 kg

Parametry:

- Wygodna rączka do podnoszenia rampy
- Antypoślizgowa, gumowa powłoka rampy gwarantująca bezpieczeństwo



OPIEKA DZIENNA

Fotel regulowany



Fotel z regulacją.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie złożonym: 1080 x 770 x 1280 mm
- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1600 x 600 x 620 mm
- Wymiary stolika bocznego: 520 x 480 mm
- Obudowy boczne z tworzywa, łatwe do utrzymania czystości
- Zmywalna tapicerka PCV
- Koła z hamulcem
- Możliwość zamontowania stojaka do kroplówki

Fotel regulowany z podnóżkami



Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie złożonym: 1400 x 730 x 1190 mm
- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1600 x 600 x 620 mm
- Oparcie krzesła: 570 x 750 mm
- Wymiary siedziska: 510 x 480 mm
- Wymiary stolika bocznego: 520 x 480 mm
- Obudowy boczne z tworzywa, łatwe do utrzymania czystości
- Zmywalna tapicerka PCV
- Koła z hamulcem
- Możliwość zamontowania stojaka do kroplówki

WYPOSAŻENIE GABINETÓW



Acti KD1

Elektrycznie podnoszona, wielofunkcyjna kozetka do badania pacjenta.

Wymiary zewnętrzne: 1190 x 600 x 460-850 mm.

Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.

Rama stalowa, malowana proszkowo.

Składane barierki aluminiowe.

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460-850 mm.

Pneumatyczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-75°.

Zmywalna tapicerka medyczna.

Stojak na kroplówkę.



Acti KD1

Elektrycznie podnoszona kozetka/stół terapeutyczny

Wymiary zewnętrzne: 1840 x 690 x 480-840 mm

Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.

Ultra mocna, jednoramowa podstawa stalowa, malowana proszkowo.

Elektryczna regulacja wysokości i oparcia pleców za pomocą pilota.

Składane koła jezdne, rozkładane za pomocą przycisku nożnego.

AKCESORIA DODATKOWE



Acti ST1

Stojak na kroplówkę z 4 haczykami.

Średnica: 600 mm.

Regulacja wysokości.

Kółka obrotowe z podwójnymi kołami.

Stabilna, 5-ramienna podstawa z nylonu i słupek ze stali nierdzewnej.

Acti IL1

Iluminator naczyniowy (skaner żył).

Średnica: 600 mm.

Masa: 480 g

Wymiary zewnętrzne: 21,2 x 6,6 x 6,5 cm

Rozdzielność projekcji: 854 x 480 px

Maksymalna głębokość wykrywania naczyń: ≤ 8 mm

Liczba kolorów projekcji: 9

Liczba rozmiarów projekcji: 3

Klasa wyrobu medycznego: II





ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566
E-mail: biuro@acti4med.pl
Tel.: +48 600 160 147



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl