



PLACÓWKA OPIEKUŃCZA

KATALOG PRODUKTOWY 2026

-
- OPTYMALIZACJA I UŁATWIENIE CODZIENNEJ PRACY ✓
 - WYGODA I OCHRONA ZDROWIA PERSONELU MEDYCZNEGO ✓
 - CERTYFIKOWANE PRODUKTY ✓
 - ATRAKCYJNE CENY ✓
 - NOWOCZESNE MATERIAŁY ✓



www.acti4med.pl

O NAS

Acti to marka specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, tworzonego z myślą o komforcie pacjentów oraz efektywnej i bezpiecznej pracy personelu medycznego.

Koncentrujemy się na rozwiązaniach, które ułatwiają codzienną pracę i wspierają proces leczenia lub opieki długoterminowej. Acti stawia na trwałość, ergonomię oraz intuicyjną obsługę w dostępnej cenie.

Oferta Acti stanowi odpowiedź na potrzeby placówek opiekuńczych różnego typu:

- ✓ Hospicjów
- ✓ Domów opieki
- ✓ Mieszkań chronionych
- ✓ Zakładów opiekuńczo-leczniczych
- ✓ Domów seniora

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

Acti ASSIST

Estetyczne łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją.



Parametry łóżka:


- regulacja wysokości leża w zakresie 400-800mm
- regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 75°
- regulacja sekcji kolan w zakresie 0° to 45°
- pozycja Trendelenburga w zakresie 0° do 15°
- pozycja anti-Trendelenburga (Reverse Trendelenburg) w zakresie 0° do 15
- Wymiary zewnętrzne: 2110x1060 x 390-790 mm

Wposażenie łóżka:

- Boczne barierki PCV z funkcją składania
- Fronty wykonane z płyty MDF
- Leże wykonane ze stali malowanej proszkowo
- Pilot do sterowania
- 4 x koła medyczne z hamulcami (Ø 125 mm)
- Funkcja automatycznego CPR

Zalety:

- Estetyczny wygląd imitujący drewniane łóżko domowe
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wygodnie opuszczane barierki



ŁÓŻKA REHABILITACYJNE



Acti COMFORT

Łóżko rehabilitacyjne bez regulacji wysokości, z regulacjami elektrycznymi.

Parametry łóżka

- Wymiary zewnętrzne: 2020 x 960 x 520 mm
- Brak regulacji wysokości
- Regulacja oparcia zakres: 0-75°
- Regulacja strefy nóg: 0-40°
- Przechył materaca 0-40° w obie strony

Wyposażenie łóżka:

- Fronty wykonane z ABS
- Elektryczna regulacja pozycji za pomocą pilota,
- Funkcja pozycji siedzącej autokontur,
- Funkcja toalety ułatwiająca opiekę nad osobą leżącą,
- Składane barierki boczne,
- Materac piankowy z pokrowcem zapinanym na zamek, wysięgnik z uchwytem, stolik, stojak na kroplówkę i akcesoria w zestawie.



Zalety:

- Regulacja sekcji pleców, nóg oraz pozycji bocznych pozwala wygodnie dopasować ustawienie łóżka do odpoczynku, rehabilitacji, karmienia i czynności pielęgnacyjnych.
- Barierki boczne, solidna rama oraz kółka z hamulcami zwiększają bezpieczeństwo użytkowania w domu, placówce medycznej lub opiekuńczej.
- W komplecie znajduje się łóżko, materac, pilot, barierki, stolik, wysięgnik, stojak na kroplówkę, umywalka do mycia głowy, basen z uchwytem oraz kółka z hamulcami.

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE



Acti REST

Łóżko rehabilitacyjne z manualną regulacją.

Parametry łóżka

- Wymiary zewnętrzne: 2020 x 960 x 520 mm
- Brak regulacji wysokości
- Regulacja oparcia manualna zakres: 0-75°
- Regulacja strefy nóg manualna: 0-40°
- Przechył materaca manualny 0-40° w obie strony

Wypozażenie łóżka:

- Fronty wykonane z ABS
- Leże i tama łóżka wykonane ze stali malowanej proszkowo
- Stalowe barierki
- 4 x koła medyczne, w tym 2 z hamulcami (Ø 125 mm)
- W zestawie materac o grubości 80 mm z pokrowcem z PU

Zalety:

- Łóżko wyposażono w 4 składane korby umożliwiające regulację wybranych stref bez konieczności zasilania elektrycznego.
- Możliwość ustawienia pozycji siedzącej ułatwia karmienie, odpoczynek, czytanie oraz codzienną opiekę nad pacjentem.
- Składane barierki boczne oraz stabilna konstrukcja zwiększają bezpieczeństwo podczas snu, odpoczynku i pielęgnacji.
- Maksymalny udźwieg 180 kg



ŁÓŻKA REHABILITACYJNE



Acti CARE PLUS

Łóżko rehabilitacyjno-szpitalne z elektryczną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Regulacja wysokości leża w zakresie 45 do 69 cm
- Regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 80 °
- Regulacja sekcji kolan w zakresie +25 do 65°
- Przechył boczny ciała na materacu w zakresie 0 do 45°

Wyposażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- 4 segmenty leża
- 4 ciche koła jezdne medyczne o średnicy 125 mm, z indywidualną blokadą każdego koła
- 4 odboje umieszczone na narożnikach ramy
- Bariereki boczne składane, wykonane z aluminium
- Pilot sterujący zawieszany jest na barierce łóżka
- Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS, wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi
- Wyposażenie dodatkowe w zestawie: 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).
- Materac z pianki PU w wodoodpornym, łatwym do czyszczenia pokrowcu PU z zamkiem błyskawicznym



AKCESORIA DO ŁÓŻEK



Stolik do łóżka ST_MOB1

Stolik regulowany do łóżek rehabilitacyjnych.


Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 710 x 600 x 40 mm
- Płynna regulacja wysokości w zakresie 71-110 cm
- Maksymalne obciążenie blatu: 10 kg
- Wymiary blatu: 60 x 40 cm
- Możliwa regulacja kąta nachylenia blatu 0° do 90°
- Błat wykonany z płyty MDF
- Solidna rama stalowa malowana proszkowo



Szafka przyłóżkowa

- Obudowa z płyty HDF
- Aluminiowa rama
- Teleskopowe prowadnice szuflad
- Składany stół z płyty HPL
- Stół z regulacją wysokości, sterowany amortyzatorami
- Możliwość przechylania stołu do pozycji do czytania
- Części metalowe malowane proszkowo
- Aluminiowe ograniczniki wokół blatu
- Regulacja wysokości stołu w zakresie od 760 mm do 1070 mm



Materac zmywalny

- Zmywalny, wodoodporny materac do łóżek szpitalnych w pokrowcu z PU.
- Wymiary i liczba sekcji dostosowane do potrzeb sekcji łóżka szpitalnego.
- Grubość 10, 12 lub 15 cm.
- Wypełnienie z pianki visco lub/i PU.
- Odpowiedni do mycia maszynowego.



Mycie maszynowe

PIONIZACJA I TRANSFER



Acti PN1

Pionizator z pozycji siedzącej do stojącej.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 780 x 615 x 1070 mm
- Udźwig: 130 kg
- Średnica kół na przedniej osi: 75 mm
- Średnica kół na przedniej osi: 100 mm
- Solidna rama stalowa malowana proszkowo



Acti PN2

Pionizator do transferu pacjenta z funkcją toaletową.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 760 x 450 x 900 mm
- Udźwig: 150 kg
- Regulacja wysokości: 90,5-110,5 cm
- Regulacja wysokości siedziska: 45-65 cm
- Szerokość siedziska: 43 cm
- Solidna rama stalowa malowana proszkowo

PIONIZACJA I TRANSFER

Acti Krzesło ewakuacyjne/schodołaz



Krzesło ewakuacyjne/schodołaz składany.

Parametry:

- Wysokości teleskopowej ramy do uchwytu: 108 cm, 127 cm, 146 cm i 164 cm
- Wymiary zewnętrzne: 108 x 52,1 x 103 cm
- Wymiary siedziska: 49 x 42,5 cm
- Wysokość siedziska mierzona od podłogi: 50 cm
- Długość teleskopowych uchwytów przednich: 15 cm, 35 cm
- Długość tylnych uchwytów do podnoszenia: 26 cm
- Wymiar po złożeniu: 108 x 52,1 x 24,2 cm
- Udźwig: maks.260 kg
- Kąt nachylenia gaśiennic gumowych: 20°
- Masa netto: 34 kg
- Ładowarka: 29,4 V, 2 A



PIONIZACJA I TRANSFER



Mobilna rampa aluminiowa

Lekka, składana rampa aluminiowa umożliwiająca bezpieczne pokonanie barier dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych, skuterów i innych pojazdów.

Dostępne wymiary:

Długość	Szerokość	Wymiary po złożeniu	Masa
120 cm	73 cm	63 cm x 38 cm	10 kg
180 cm	73 cm	93 cm x 38 cm	16 kg
210 cm	73 cm	108 cm x 38 cm	19,5 kg

Parametry:

- Wygodna rączka do podnoszenia rampy
- Antypoślizgowa, gumowa powłoka rampy gwarantująca bezpieczeństwo



OPIEKA DZIENNA

Fotel medyczny geriatryczny

Fotel z regulacją.



Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1205 × 668 × 1178 mm
- Wymiary stolika bocznego: 520 × 480 mm
- Wymiary siedziska: 480 × 510 × 520 mm
- Obudowy boczne z tworzywa, łatwe do utrzymania czystości
- Zmywalna tapicerka PVC
- Koła z hamulcem
- Możliwość zamontowania stojaka do kroplówki

Fotel medyczny geriatryczny z podnóżkami



Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1200 × 635 × 1040 mm
- Wymiary siedziska: 530 × 482 × 482 mm
- Wymiary stolika: 650 × 390 mm
- Obudowy boczne z tworzywa, łatwe do utrzymania czystości
- Zmywalna tapicerka PVC
- Koła z hamulcem
- Możliwość zamontowania stojaka do kroplówki

OPIEKA DZIENNA

Acti OLIMP Fotel pionizujący z masażem



Elektrycznie regulowany fotel ułatwiający pionizację.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie złożonym: 1150 × 900 × 758 mm
- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1604 × 900 × 1008 mm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Masa wyrobu: 73 kg
- Zmywalna tapicerka PVC
- Koła z hamulcami na tylnej osi
- Sterowanie elektryczne
- Wbudowane ogrzewanie, funkcja masażu, timer
- Możliwość elektrycznego ustawienia 3 pozycji
- Do wyboru kolor tapicerki: kremowy lub szary

Acti HARMONIA Fotel pionizujący z masażem



Elektrycznie regulowany fotel ułatwiający pionizację.

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie złożonym: 1200 × 635 × 1040 mm
- Wymiary siedziska: 530 × 482 × 482 mm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Masa wyrobu: 45 kg
- Zmywalna tapicerka PVC
- Koła z hamulcami na tylnej osi
- Sterowanie elektryczne
- Wbudowane ogrzewanie, funkcja masażu, timer
- Możliwość elektrycznego ustawienia 3 pozycji
- Do wyboru kolor tapicerki: kremowy lub szary

OPIEKA DZIENNA

Acti HESTIA Fotel pionizujący z masażem

Elektrycznie regulowany fotel ułatwiający pionizację.



Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie złożonym: 1200 × 1030 × 800 mm
- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1520 × 800 × 825 mm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Masa wyobu: 34,7 kg
- Elektryczną regulacją położenia oparcia,
- Elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego,
- Dwa programy masażu pneumatycznego (M1 i M2)
- Funkcja ogrzewania odcinka lędźwiowego

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Acti Wózek medyczny

Mobilna jednostka magazynowo-transportowa wspierająca codzienną pracę personelu medycznego



Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 750 x 475 x 950 mm
- Optymalna organizacja dystrybucji leków,
- Wygoda obsługi i łatwe manewrowanie,
- Centralny zamek zabezpieczający zawartość,
- Pojemne szuflady i moduły na leki,
- Ergonomiczna konstrukcja,
- Łatwa dezynfekcja powierzchni,
- Wytrzymała konstrukcja do codziennej pracy.

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Acti Kozetka elektrycznie podnoszona KD1



Elektrycznie podnoszona, wielofunkcyjna kozetka do badania pacjenta.

- Wymiary zewnętrzne: 1190 x 600 x 460-850 mm.
- Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.
- Rama stalowa, malowana proszkowo.
- Składane barierki aluminiowe.
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460-850 mm.
- Pneumatyczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-75°.
- Zmywalna tapicerka medyczna.
- Stojak na kroplówkę.

Acti Fotel do dializ i chemioterapii



Fotel do dializ i chemioterapii dedykowany jest do zabiegów hemodializy, chemioterapii, infuzji, poboru krwi oraz wielu innych zabiegów wymagających stabilnego i wygodnego ułożenia pacjenta.

- Wymiary zewnętrzne: 1950 x 900/ 580 - 780 mm
- Wymiary siedziska: 520 x 600 x 580 mm
- Elektryczne sterowanie funkcjami fotela,
- Zakres regulacji oparcia pleców: 12° - 75°
- Zakres regulacji oparcia nóg: 75° - 12°
- Szybka zmiana pozycji pacjenta,
- Pozycja Trendelenburga 0 - 12°
- Wysoki komfort podczas długotrwałych terapii,
- Mobilna konstrukcja na kołach,
- Maksymalne obciążenie do 240 kg.

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Acti Fotel do pobierania krwi



Fotel przeznaczony do pobierania krwi i zabiegów ambulatoryjnych,

- Wymiary zewnętrzne: 1500 x 530 x 530 mm
- Ergonomiczna konstrukcja zwiększająca komfort pacjenta,
- Regulowane podłokietniki,
- Stabilna i wytrzymała rama,
- Łatwa dezynfekcja powierzchni,
- Wygodne podparcie pleców i nóg,
- Idealny do codziennej pracy personelu medycznego.

Acti Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej



Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i komfortowym transporcie pacjentów

- Wymiary zewnętrzne: 1930x 640 x 785 - 1170 mm
- Regulowane oparcie w zakresie 0-70°,
- Składane barierki zabezpieczające,
- 4 koła medyczne ułatwiające przemieszczanie (średnica 200 mm, piąte koło ułatwiające manewrowanie, średnica 120 mm)
- Łatwa dezynfekcja powierzchni,
- Stabilna konstrukcja stalowa,
- Maksymalne obciążenie: 180 kg

AKCESORIA DODATKOWE



Acti ST1

Stojak na kroplówkę z 4 haczykami.

Średnica: 600 mm.

Regulacja wysokości.

Kółka obrotowe z podwójnymi kołami.

Stabilna, 5-ramienna podstawa z nylonu i słupek ze stali nierdzewnej.



Acti IL1

Iluminator naczyniowy (skaner żył).

Średnica: 600 mm.

Masa: 480 g

Wymiary zewnętrzne: 21,2 x 6,6 x 6,5 cm

Rozdzielność projekcji: 854 x 480 px

Maksymalna głębokość wykrywania naczyń: ≤ 8 mm

Liczba kolorów projekcji: 9

Liczba rozmiarów projekcji: 3

Klasa wyrobu medycznego: II



ACTI Sp. z o.o. ul.Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566
E-mail: biuro@acti4med.pl
tel.: +48 784 061 055



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



YouTube

www.instagram.com/acti_pl