



NOWOCZESNY

SZPITAL

KATALOG PRODUKTOWY 2026

-
- OPTYMALIZACJA I UŁATWIENIE CODZIENNEJ PRACY ✓
 - WYGODA I OCHRONA ZDROWIA PERSONELU MEDYCZNEGO ✓
 - CERTYFIKOWANE PRODUKTY ✓
 - ATRAKCYJNE CENY ✓
 - NOWOCZESNE MATERIAŁY ✓



www.acti4med.pl

O NAS

Acti to marka specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, tworzonego z myślą o komforcie pacjentów oraz efektywnej i bezpiecznej pracy personelu medycznego.

Koncentrujemy się na rozwiązaniach, które ułatwiają codzienną pracę i wspierają proces leczenia. Acti stawia na trwałość, ergonomię oraz intuicyjną obsługę w dostępnej cenie.

Oferta Acti stanowi odpowiedź szpitali na potrzeby opieki nad pacjentem na nowoczesnych oddziałach:

- ✓ OIOM
- ✓ Kardiologicznych
- ✓ Onkologicznych
- ✓ Ogólnych
- ✓ Chirurgicznych

ŁÓŻKA SZPITALNE BASIC



Acti COMFORT

Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Strefa pleców: 0-75°
- Strefa nóg: 0-40° (górze lub dół)
- Pełna pozycja siedząca
- Przechył materaca prawa strona: 0-40°
- Przechył materaca lewa strona: 0-40°
- Autokontur - automatyczna pozycja siedząca jednym przyciskiem na pilocie
- BRAK regulacji wysokości całego łóżka

Wyposażenie łóżka:

- Materac piankowy z wypustkami i pokrowcem zapinanym na zamek błyskawiczny (możliwość prania pokrowca)
- Materac wodoodporny - łatwo zmywalny
- Boczne barierki z funkcją składania
- Pilot do sterowania
- Stolik nakładany na barierki typu tablet
- Wysięgnik z uchwytem
- Stojak na kroplówkę
- Umywalka do mycia głowy
- Basen z uchwytem
- 4 x podwójne kółka z hamulcami (Ø 125 mm)

ŁÓŻKA SZPITALNE BASIC



Acti COMFORT PLUS

Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Strefa pleców: 0-75°
- Strefa nóg: 0-40° (górze lub dół)
- Pełna pozycja siedząca
- Przechył materaca prawa strona: 0-40°
- Przechył materaca lewa strona: 0-40°
- Wysokość: 52-75 cm

Wyposażenie łóżka:

- 2 segmentowy materac piankowy z wypustkami i pokrowcami zapinanymi na zamek błyskawiczny (możliwość prania pokrowca)
- Materac wodoodporny - łatwo zmywalny
- Boczne barierki z funkcją składania
- Pilot do sterowania
- Stolik nakładany na barierki typu tablet
- Wysięgnik z uchwytem
- Stojak na kroplówkę
- Umywarka do mycia głowy
- Elektrycznie chowany/wysuwany basen z uchwytem (otwórz/zamknij)
- 4 x podwójne kółka z hamulcami (Ø 125 mm)

ŁÓŻKA SZPITALNE BASIC



Acti REST

Łóżko szpitalne z manualną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Strefa pleców: 0-75°
- Strefa nóg: 0-40° (górze lub dół)
- Pełna pozycja siedząca
- Prawa strona: 0-40°
- Lewa strona: 0-40°
- BRAK regulacji wysokości całego łóżka

Wyposażenie łóżka:

- Materac piankowy z wypustkami i pokrowcem zapinanym na zamek błyskawiczny (możliwość prania pokrowca)
- Materac wodoodporny - łatwo zmywalny
- Boczne barierki z funkcją składania
- 4x Korba do regulacji
- Stolik nakładany na barierki typu tablet
- Wysięgnik z uchwytem
- Stojak na kroplówkę
- Umywarka do mycia głowy
- Basen z uchwytem
- 4 x podwójne kółka z hamulcami (Ø 125 mm)

ŁÓŻKA SZPITALNE BASIC



Acti CARE PLUS

Łóżko szpitalne z elektryczną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Regulacja wysokości leża w zakresie 45° do 690 mm
- Regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 80 °
- Regulacja sekcji kolan w zakresie +25 do 65°
- Przechył boczny ciała na materacu w zakresie 0 do 45°

Wyposażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- 4 segmenty leża
- 4 ciche koła jezdne medyczne o średnicy 125 mm, z indywidualną blokadą każdego koła
- 4 odboje umieszczone na narożnikach ramy
- Barierki boczne składane, wykonane z aluminium
- Pilot sterujący zawieszany jest na barierce łóżka
- Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS, wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi
- Wyposażenie dodatkowe w zestawie: 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).
- Materac z pianki PU w wodoodpornym, łatwym do czyszczenia pokrowcu PU z zamkiem błyskawicznym

ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT


Acti MedFlex 1

Wielofunkcyjne elektryczne łóżko szpitalne z wagą.



Wbudowana waga

IPX6



ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT

Acti MedFlex 1



Wbudowana waga

IPX6

Funkcje elektryczne łóżka sterowane pilotem i panelami:

- regulacja wysokości leża w zakresie 450-700mm
- regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 75°
- regulacja sekcji kolan w zakresie 0° to 45°
- pozycja Trendelenburga w zakresie 0° do 12°
- pozycja anty-Trendelenburga (Reverse Trendelenburg) w zakresie 0° do 12°

Wyposażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- 4 silniki
- Leże łóżka wykonane jest z 4 segmentów.
- 4 odboje wykonane z PU umieszczone na narożnikach ramy.
- 4 składane barierki boczne wykonane są z tworzywa ABS.
- Szczyty łóżka wykonane są z tworzywa ABS i są wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi.
- 4 ciche kółka jezdne medyczne o średnicy 125 mm
- Centralny hamulec kół
- Pilot sterujący 1 szt
- Panel sterowania funkcjami z wbudowaną wagą 1 szt
- Wyposażenie dodatkowe w zestawie: 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).

ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT

Acti MedFlex PLUS

Wielofunkcyjne elektryczne łóżko szpitalne z wagą.




Wbudowana waga

IPX6



Mycie maszynowe



ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT

Acti MedFlex 2

Funkcje elektryczne łóżka sterowane pilotem i panelami:

- regulacja wysokości leża w zakresie 450-800mm
- regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 70°
- regulacja sekcji kolan w zakresie 0° to 45°
- pozycja Trendelenburga w zakresie 0° do 14°
- pozycja anty-Trendelenburga (Reverse Trendelenburg) w zakresie 0° do 15°
- Pomiar masy ciała pacjenta

Wyposażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali pokrytej antykorozyjną powłoką epoksydową nanoszoną w procesie kateforezy, a następnie i pokryte trwałą powłoką proszkową poliestrową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, wzbogaconą jonami srebra dla zapewnienia właściwości antybakteryjnych.
- Rama łóżka z wbudowaną wagą do pomiaru masy pacjenta.
- Leże łóżka wykonane jest z 4 segmentów, pokryte płytą HPL.
- Odboje wykonane z PU umieszczone są na narożnikach ramy.
- Składane barierki boczne wykonane są z tworzywa HDPE.
- Szczyty łóżka wykonane są z tworzywa HDPE, wyjmowane w łatwy sposób, bez potrzeby użycia narzędzi.
- Ciche kółka jezdne medyczne o średnicy 150 mm
- Pilot awaryjnego sterowania
- Panel sterowania pielęgniarskiego funkcjami
- Panel sterowania pielęgniarskiego wbudowany w barierkę górną
- Panele sterowania przez pacjenta wbudowany w barierkę górną
- 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).
- Bateria zasilająca litowo-jonowa



Wbudowana waga

IPX6



Mycie maszynowe


ŁÓŻKA SZPITALNE AKCESORIA

Szafka do łóżka szpitalnego



- Obudowa z płyty HDF
- Aluminiowa rama
- Teleskopowe prowadnice szuflad
- Składany stół z płyty HPL
- Stół z regulacją wysokości, sterowany amortyzatorami
- Możliwość przechylenia stołu do pozycji do czytania
- Części metalowe malowane proszkowo
- Aluminiowe ograniczniki wokół blatu
- Regulacja wysokości stołu w zakresie od 760 mm do 1070 mm

Materac do łóżka szpitalnego



- Zmywalny, wodoodporny materac do łóżek szpitalnych w pokrowcu z PU.
- Wymiary i liczba sekcji dostosowane do potrzeb sekcji łóżka szpitalnego.
- Grubość 10, 12 lub 15 cm.
- Wypełnienie z pianki visco lub/i PU.
- Odpowiedni do mycia maszynowego.



Mycie maszynowe

TRANSPORT PACJENTA



Acti WT1

Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej.

Wymiary zewnętrzne: 1930 x700 x510-850mm.

Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.

Leże i barierki z tworzywa ABS.

Manualna regulacja wysokości w zakresie 510-850 mm.

Pneumatyczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-70°.

Średnica kół 150 mm.

5 koło dla łatwiejszego manewrowania.



Acti KE1

Krzesełko ewakuacyjne z funkcją schodołaza zasilane elektrycznie.

Wysokości teleskopowej ramy do uchwytu: 108cm, 127cm, 146cm i 164cm

Wymiary zewnętrzne: 108*52,1*103 cm

Wymiary siedziska: 49*42,5 cm

Wysokość siedziska mierzona od podłogi: 50 cm

Długość teleskopowych uchwytów przednich: 15cm, 35cm

Długość tylnych uchwytów do podnoszenia: 26 cm

Wymiar po złożeniu: dł.108*szer.52,1*wys.24,2cm

Udźwig: maks.180kg

Kąt pasów gumowych: 20°

Masa netto: 34kg

Ładowarka: 29,4 V, 2 A

WYPOSAŻENIE GABINETÓW



Acti KD1

Elektrycznie podnoszona, wielofunkcyjna kozetka do badania pacjenta.

Wymiary zewnętrzne: 1190 x 600 x 460-850 mm.

Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.

Rama stalowa, malowana proszkowo.

Składane barierki aluminiowe.

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460-850 mm.

Pneumatyczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-75°.

Zmywalna tapicerka medyczna.

Stojak na kroplówkę.



Acti KD1

Elektrycznie podnoszona kozetka/stół terapeutyczny

Wymiary zewnętrzne: 1840 x 690 x 480-840 mm

Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.

Ultra mocna, jednoramowa podstawa stalowa, malowana proszkowo.

Elektryczna regulacja wysokości i oparcia pleców za pomocą pilota.

Składane koła jezdne, rozkładane za pomocą przycisku nożnego.

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Acti FT1

Regulowany fotel do pobierania krwi.



Wymiary zewnętrzne: 1650 x 560 x 500 mm

Regulacja oparcia pleców: 0°-70°

Regulacja oparcia nóg: 0°-60°

Solidna rama stalowa, malowana proszkowo

Podnoszone podłokietniki., o regulowanej wysokości do 20 cm.

Maksymalna masa pacjenta: 180 kg

Zmywalna tapicerka medyczna.

Acti FT2

Regulowany fotel do chemioterapii/dializ.



Wymiary zewnętrzne: 1950 x 900 x 580-780 mm

Wymiary siedziska: 520 x 600 x 580 mm

Elektryczna regulacja sekcji oparcia: od 12° do 75°

Elektryczna regulacja sekcji nóg: od 75° do 12°

Regulacja wysokości: 580-780 mm

Regulacja pozycji Trendelenburga: 0-12°

Regulacja wysokości podłokietnika: 230-290 mm

Zakres odchylenia podłokietnika: 0-180°

Dopuszczalna masa pacjenta: 240 kg.

Ultra mocna, jednoramowa podstawa stalowa, malowana proszkowo.

WÓZKI REANIMACYJNE



Acti WR1

Nowoczesny wózek reanimacyjny

Wymiary zewnętrzne: 660 x 480 x 1100 mm.

Rama aluminiowa z obudową z ABS dla wytrzymałości i lekkości konstrukcji.

Płyta górna z tworzywa ABS z bocznymi szynami ze stali nierdzewnej.

Pojemnik na ostre przedmioty, kosz na odpady, wysuwana półka i pojemnikiem na narzędzia.

Uchwyt na stojak do kroplówki.

Cztery kółka o średnicy 100 mm i dwa z hamulcami.

5 szuflad, każda z separatorem na leki i narzędzia.



Acti WR2

Nowoczesny wózek reanimacyjny

Wymiary zewnętrzne: 750 x 475 x 920 mm

Rama aluminiowa z obudową z ABS dla wytrzymałości i lekkości konstrukcji.

Płyta górna z tworzywa ABS z bocznymi szynami ze stali nierdzewnej.

Pojemniki na odpady. Wysuwane szuflady z separatorami.

Półka na defibrylator.

Pojemnik uniwersalny.

Stojak na kroplówkę.

Deska ortopedyczna do RKO.

Gniazdo zasilania.

Zamek centralny.

Uchwyt na butlę z tlenem.

AKCESORIA DODATKOWE



Acti ST1

Stojak na kroplówkę z 4 haczykami.

Średnica: 600 mm.

Regulacja wysokości.

Kółka obrotowe z podwójnymi kołami.

Stabilna, 5-ramienna podstawa z nylonu i słupek ze stali nierdzewnej.

Acti IL1

Iluminator naczyniowy (skaner żył).

Średnica: 600 mm.

Masa: 480 g

Wymiary zewnętrzne: 21,2 x 6,6 x 6,5 cm

Rozdzielność projekcji: 854 x 480 px

Maksymalna głębokość wykrywania naczyń: ≤ 8 mm

Liczba kolorów projekcji: 9

Liczba rozmiarów projekcji: 3

Klasa wyrobu medycznego: II





ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566
E-mail: biuro@acti4med.pl
Tel.: +48 600 160 147



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



www.instagram.com/acti_pl