



NOWOCZESNY

SZPITAL

KATALOG PRODUKTOWY 2026

-
- OPTYMALIZACJA I UŁATWIENIE CODZIENNEJ PRACY ✓
 - WYGODA I OCHRONA ZDROWIA PERSONELU MEDYCZNEGO ✓
 - CERTYFIKOWANE PRODUKTY ✓
 - ATRAKCYJNE CENY ✓
 - NOWOCZESNE MATERIAŁY ✓



www.acti4med.pl

O NAS

Acti to marka specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, tworzonego z myślą o komforcie pacjentów oraz efektywnej i bezpiecznej pracy personelu medycznego.

Koncentrujemy się na rozwiązaniach, które ułatwiają codzienną pracę i wspierają proces leczenia. Acti stawia na trwałość, ergonomię oraz intuicyjną obsługę w dostępnej cenie.

Oferta Acti stanowi odpowiedź szpitali na potrzeby opieki nad pacjentem na nowoczesnych oddziałach:

- ✓ OIOM
- ✓ Kardiologicznych
- ✓ Onkologicznych
- ✓ Ogólnych
- ✓ Chirurgicznych

ŁÓŻKA SZPITALNE BASIC



Acti COMFORT

Łóżko szpitalno-rehabilitacyjne bez regulacji wysokości, z regulacjami elektrycznymi.

Parametry łóżka

- Wymiary zewnętrzne: 2020 x 960 x 520 mm
- Brak regulacji wysokości
- Regulacja oparcia zakres: 0-75°
- Regulacja strefy nóg: 0-40°
- Przechył materaca 0-40° w obie strony

Wyposażenie łóżka:

- Fronty wykonane z ABS
- Elektryczna regulacja pozycji za pomocą pilota,
- Funkcja pozycji siedzącej autokontur,
- Funkcja toalety ułatwiająca opiekę nad osobą leżącą,
- Składane barierki boczne,
- Materac piankowy z pokrowcem zapinanym na zamek, wysięgnik z uchwytem, stolik, stojak na kroplówkę i akcesoria w zestawie.



Zalety:

- Regulacja sekcji pleców, nóg oraz pozycji bocznych pozwala wygodnie dopasować ustawienie łóżka do odpoczynku, rehabilitacji, karmienia i czynności pielęgnacyjnych.
- Barierki boczne, solidna rama oraz kółka z hamulcami zwiększają bezpieczeństwo użytkowania w domu, placówce medycznej lub opiekuńczej.
- W komplecie znajduje się łóżko, materac, pilot, barierki, stolik, wysięgnik, stojak na kroplówkę, umywalka do mycia głowy, basen z uchwytem oraz kółka z hamulcami.

ŁÓŻKA SZPITALNE BASIC



Acti REST

Łóżko szpitalno-rehabilitacyjne z manualną regulacją.

Parametry łóżka

- Wymiary zewnętrzne: 2020 x 960 x 520 mm
- Brak regulacji wysokości
- Regulacja oparcia manualna zakres: 0-75°
- Regulacja strefy nóg manualna: 0-40°
- Przechył materaca manualny 0-40° w obie strony

Wypożażenie łóżka:

- Fronty wykonane z ABS
- Leże i tama łóżka wykonane ze stali malowanej proszkowo
- Stalowe barierki
- 4 x koła medyczne, w tym 2 z hamulcami (Ø 125 mm)
- W zestawie materac o grubości 80 mm z pokrowcem z PU

Zalety:

- Łóżko wyposażono w 4 składane korby umożliwiające regulację wybranych stref bez konieczności zasilania elektrycznego.
- Możliwość ustawienia pozycji siedzącej ułatwia karmienie, odpoczynek, czytanie oraz codzienną opiekę nad pacjentem.
- Składane barierki boczne oraz stabilna konstrukcja zwiększają bezpieczeństwo podczas snu, odpoczynku i pielęgnacji.
- Maksymalny udźwig 180 kg



ŁÓŻKA REHABILITACYJNE



Acti CARE PLUS

Łóżko szpitalno-rehabilitacyjne z elektryczną regulacją.

Ustawienia łóżka:

- Regulacja wysokości leża w zakresie 45 do 69 cm
- Regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 80 °
- Regulacja sekcji kolan w zakresie +25 do 65°
- Przechył boczny ciała na materacu w zakresie 0 do 45°

Wyposażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- 4 segmenty leża
- 4 ciche koła jezdne medyczne o średnicy 125 mm, z indywidualną blokadą każdego koła
- 4 odboje umieszczone na narożnikach ramy
- Barierki boczne składane, wykonane z aluminium
- Pilot sterujący zawieszany jest na barierce łóżka
- Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS, wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi
- Wyposażenie dodatkowe w zestawie: 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).
- Materac z pianki PU w wodoodpornym, łatwym do czyszczenia pokrowcu PU z zamkiem błyskawicznym



ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT


ACTI MEDFLEX1

Wielofunkcyjne elektryczne łóżko szpitalne z wagą.



Wbudowana waga

IPX6



ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT

ACTI MEDFLEX1

Funkcje elektryczne łóżka sterowane pilotem i panelami:

- regulacja wysokości leża w zakresie 450-700mm
- regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 75°
- regulacja sekcji kolan w zakresie 0° to 45°
- pozycja Trendelenburga w zakresie 0° do 12°
- pozycja anty-Trendelenburga (Reverse Trendelenburg) w zakresie 0° do 12°




Wbudowana waga

IPX6

Wypożażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali i pokryta trwałą powłoką proszkową odporną na uszkodzenia mechaniczne.
- 4 silniki
- Leże łóżka wykonane jest z 4 segmentów.
- 4 odboje wykonane z PU umieszczone na narożnikach ramy.
- 4 składane barierki boczne wykonane są z tworzywa ABS.
- Szczyty łóżka wykonane są z tworzywa ABS i są wyjmowane w łatwy sposób, bez użycia narzędzi.
- 4 ciche kółka jezdne medyczne o średnicy 125 mm
- Centralny hamulec kół
- Pilot sterujący 1 szt
- Panel sterowania funkcjami z wbudowaną wagą 1 szt
- Wypożażenie dodatkowe w zestawie: 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).



ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT

Acti MEDFLEX COMFORT

Wielofunkcyjne elektryczne łóżko szpitalne z wagą.




Wbudowana waga

IPX6



Mycie maszynowe



ŁÓŻKA SZPITALNE COMFORT

ACTI MEDFLEX COMFORT

Funkcje elektryczne łóżka sterowane pilotem i panelami:

- regulacja wysokości leża w zakresie 450-800mm
- regulacja oparcia pleców w zakresie 0° do 70°
- regulacja sekcji kolan w zakresie 0° to 45°
- pozycja Trendelenburga w zakresie 0° do 14°
- pozycja anti-Trendelenburga (Reverse Trendelenburg) w zakresie 0° do 15°
- Pomiar masy ciała pacjenta



Wbudowana waga

IPX6



Mycie maszynowe

Wposażenie łóżka:

- Konstrukcja ramy i leże wykonane są ze stali pokrytej antykorozyjną powłoką epoksydową nanoszoną w procesie kateforezy, a następnie i pokryte trwałą powłoką proszkową poliestrową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, wzbogaconą jonami srebra dla zapewnienia właściwości antybakteryjnych.
- Rama łóżka z wbudowaną wagą do pomiaru masy pacjenta.
- Leże łóżka wykonane jest z 4 segmentów, pokryte płytą HPL.
- Odboje wykonane z PU umieszczone są na narożnikach ramy.
- Składane bariery boczne wykonane są z tworzywa HDPE.
- Szczyty łóżka wykonane są z tworzywa HDPE, wyjmowane w łatwy sposób, bez potrzeby użycia narzędzi.
- Ciche kółka jezdne medyczne o średnicy 150 mm
- Pilot awaryjnego sterowania
- Panel sterowania pielęgniarskiego funkcjami
- Panel sterowania pielęgniarskiego wbudowany w barierkę górną
- Panele sterowania przez pacjenta wbudowany w barierkę górną
- 1 wieszak na kroplówkę z 4 haczykami, 1 uchwyt uniwersalny (do powieszenia worka do dobowej zbiórki moczu).
- Bateria zasilająca litowo-jonowa



AKCESORIA DO ŁÓŻEK



Stolik do łóżka ST_MOB1

Stolik regulowany do łóżek rehabilitacyjnych.


Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 710 x 600 x 40 mm
- Płynna regulacja wysokości w zakresie 71-110 cm
- Maksymalne obciążenie blatu: 10 kg
- Wymiary blatu: 60 x 40 cm
- Możliwa regulacja kąta nachylenia blatu 0° do 90°
- Błat wykonany z płyty MDF
- Solidna rama stalowa malowana proszkowo



Szafka przyłóżkowa

- Obudowa z płyty HDF
- Aluminiowa rama
- Teleskopowe prowadnice szuflad
- Składany stół z płyty HPL
- Stół z regulacją wysokości, sterowany amortyzatorami
- Możliwość przechylania stołu do pozycji do czytania
- Części metalowe malowane proszkowo
- Aluminiowe ograniczniki wokół blatu
- Regulacja wysokości stołu w zakresie od 760 mm do 1070 mm



Materac zmywalny

- Zmywalny, wodoodporny materac do łóżek szpitalnych w pokrowcu z PU.
- Wymiary i liczba sekcji dostosowane do potrzeb sekcji łóżka szpitalnego.
- Grubość 10 cm.
- Wypełnienie z pianki visco i PU.
- Odpowiedni do mycia maszynowego.



Mycie maszynowe

TRANSPORT PACJENTA

Acti Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej



Elektrycznie podnoszona, wielofunkcyjna kozetka do badania pacjenta.

Parametry:

Wymiary zewnętrzne: 1190 x 600 x 460-850 mm.

- Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.
- Rama stalowa, malowana proszkowo.
- Składane barierki aluminiowe.
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460-850 mm.
- Pneumatyczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-75°.
- Zmywalna tapicerka medyczna.
- Stojak na kroplówkę.

Acti Krzesło ewakuacyjne/schodołaz



Krzesło ewakuacyjne z funkcją schodołaza zasilane elektrycznie.

Parametry:

- Wysokości teleskopowej ramy do uchwytu: 108 cm, 127 cm, 146 cm i 164 cm
- Wymiary zewnętrzne: 108 x 52,1 x 103 cm
- Wymiary siedziska: 49 x 42,5 cm
- Wysokość siedziska mierzona od podłogi: 50 cm
- Długość teleskopowych uchwytów przednich: 15 cm, 35 cm
- Długość tylnych uchwytów do podnoszenia: 26 cm
- Wymiar po złożeniu: 108 x 52,1 x 24,2 cm
- Udźwig: maks. 260 kg
- Kąt nachylenia gąsiennic gumowych: 20°
- Masa netto: 34 kg
- Ładowarka: 29,4 V, 2 A

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Acti Kozetka elektrycznie podnoszona KD1



Elektrycznie podnoszona, wielofunkcyjna kozetka do badania pacjenta.

- Wymiary zewnętrzne: 1190 x 600 x 460-850 mm.
- Dopuszczalna masa pacjenta: 250 kg.
- Rama stalowa, malowana proszkowo.
- Składane barierki aluminiowe.
- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460-850 mm.
- Pneumatyczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-75°.
- Zmywalna tapicerka medyczna.
- Stojak na kroplówkę.

Acti Fotel do dializ i chemioterapii



Fotel do dializ i chemioterapii dedykowany jest do zabiegów hemodializy, chemioterapii, infuzji, poboru krwi oraz wielu innych zabiegów wymagających stabilnego i wygodnego ułożenia pacjenta.

- Wymiary zewnętrzne: 1950 x 900/ 580 - 780 mm
- Wymiary siedziska: 520 x 600 x 580 mm
- Elektryczne sterowanie funkcjami fotela,
- Zakres regulacji oparcia pleców: 12° - 75°
- Zakres regulacji oparcia nóg: 75° - 12°
- Szybka zmiana pozycji pacjenta,
- Pozycja Trendelenburga 0 - 12°
- Wysoki komfort podczas długotrwałych terapii,
- Mobilna konstrukcja na kołach,
- Maksymalne obciążenie do 240 kg.

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Fotel medyczny geriatryczny

Fotel z regulacją.



Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1205 × 668 × 1178 mm
- Wymiary stolika bocznego: 520 × 480 mm
- Wymiary siedziska: 480 × 510 × 520 mm
- Obudowy boczne z tworzywa, łatwe do utrzymania czystości
- Zmywalna tapicerka PVC
- Koła z hamulcem
- Możliwość zamontowania stojaka do kroplówki

Fotel medyczny geriatryczny z podnóżkami



Parametry:

- Wymiary zewnętrzne w stanie rozłożonym: 1200 × 635 × 1040 mm
- Wymiary siedziska: 530 × 482 × 482 mm
- Wymiary stolika: 650 × 390 mm
- Obudowy boczne z tworzywa, łatwe do utrzymania czystości
- Zmywalna tapicerka PVC
- Koła z hamulcem
- Możliwość zamontowania stojaka do kroplówki

WYPOSAŻENIE GABINETÓW

Acti Fotel do pobierania krwi



Fotel przeznaczony do pobierania krwi i zabiegów ambulatoryjnych,

- Wymiary zewnętrzne: 1500 x 530 x 530 mm
- Ergonomiczna konstrukcja zwiększająca komfort pacjenta,
- Regulowane podłokietniki,
- Stabilna i wytrzymała rama,
- Łatwa dezynfekcja powierzchni,
- Wygodne podparcie pleców i nóg,
- Idealny do codziennej pracy personelu medycznego.

Acti Wózek medyczny



Mobilna jednostka magazynowo-transportowa wspierająca codzienną pracę personelu medycznego

Parametry:

- Wymiary zewnętrzne: 750 x 475 x 950 mm
- Optymalna organizacja dystrybucji leków,
- Wygoda obsługi i łatwe manewrowanie,
- Centralny zamek zabezpieczający zawartość,
- Pojemne szuflady i moduły na leki,
- Ergonomiczna konstrukcja,
- Łatwa dezynfekcja powierzchni,
- Wytrzymała konstrukcja do codziennej pracy.

AKCESORIA DODATKOWE



Acti ST1

Stojak na kroplówkę z 4 haczykami.

Średnica: 600 mm.

Regulacja wysokości.

Kółka obrotowe z podwójnymi kołami.

Stabilna, 5-ramienna podstawa z nylonu i słupek ze stali nierdzewnej.



Acti IL1

Iluminator naczyniowy (skaner żył).

Średnica: 600 mm.

Masa: 480 g

Wymiary zewnętrzne: 21,2 x 6,6 x 6,5 cm

Rozdzielność projekcji: 854 x 480 px

Maksymalna głębokość wykrywania naczyń: ≤ 8 mm

Liczba kolorów projekcji: 9

Liczba rozmiarów projekcji: 3

Klasa wyrobu medycznego: II



ACTI Sp. z o.o. ul. Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566

E-mail: biuro@acti4med.pl

tel.: +48 784 061 055



www.acti4med.pl



www.instagram.com/acti_pl



YouTube

www.instagram.com/acti_pl