



## **Wykaz substancji chemicznych rekomendowanych do czyszczenia i dezynfekcji tapicerek medycznych występujących w produktach ACTI**

### **Substancje rekomendowane:**

- Chlorek didecyldimetyloamonu
- Chlorek alkilodimetylobenzylomonowy
- N-(3-aminopropylo)-N-dodecylo-1,3-propanodiamina
- Nadtlenek wodoru (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

### **Dodatkowe uwagi:**

Zabrania się stosowania środków opartych o alkohole. Mogą powodować odbarwienia i kruszenie się tapicerki. Stosowanie środków opartych o niskie stężenia alkoholu jest wykonywane na wyłączne ryzyko stosującego.

Przed pierwszym użyciem nowej substancji należy sprawdzić jej działanie w niewidocznym miejscu tapicerki.

Substancje na bazie aldehydów (np. aldehyd glutarowy) mogą powodować trwałe przebarwienia i lepkość powierzchni.



**ACTI Sp z o.o.**

ul. Bagatela 15, lok. 73, 00-585 Warszawa, NIP: 5252519566