Acti

FOTEL
PIONIZUJĄCY
HESTIA



ERGONOMICZNY DESIGN
ELEKTRYCZNA REGULACJA POZYCJI
UŁATWIENIE PIONIZACJI

EFG1K/ EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

OPIS



Fotel stanowi niezastąpione wsparcie dla seniorów oraz osób o ograniczonej mobilności, znacząco ułatwiając im codzienne funkcjonowanie poprzez wyeliminowanie problemu trudnego wstawania i siadania, co przekłada się na większe poczucie samodzielności oraz bezpieczeństwa w domowym zaciszu. Mebel doskonale sprawdza się również w procesie rehabilitacji i opieki pooperacyjnej, wspomagając powrót do zdrowia po zabiegach chirurgicznych oraz urazach stawów czy kręgosłupa, a także umożliwiając bezpieczny wypoczynek w pozycji skutecznie odciążającej układ ruchu i krążenia.

Sprawdza się doskonale dla:

- Seniorów
- Osób o ograniczonej mobilności
- W rehabilitacji
- W opiece pooperacyjnej
- Jako wsparcie dla osób z bólami kręgosłupa i problemami naczyniowymi

EFG1K/ EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY

Cicha i precyzyjna regulacja pozycji
Dwa niezależne, ciche siłowniki umożliwiają osobne sterowanie oparciem oraz podnóżkiem, co pozwala na idealne dopasowanie kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb.



Elektryczna funkcja pionizacji i opuszczania
Elektryczne sterowanie fotelem gwarantuje płynne i stabilne unoszenie siedziska, wspierając bezwysiłkowe wstawanie oraz siadanie.

Wbudowany timer (do 60 minut)
Timer pozwala zaprogramować czas trwania sesji masażu lub ogrzewania, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo (np. podczas zasypiania).

Zaawansowany system masażu i ogrzewania
Oferuje 6 zróżnicowanych trybów masażu z 3 poziomami intensywności oraz opcję przyjemnego podgrzewania siedziska i oparcia, wspomagając rozluźnienie mięśni.

EFG1K/ EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY

Pozycja leżąca
Umożliwia swobodne przechodzenie od pozycji siedzącej, przez półleżącą (idealną do czytania czy oglądania TV), aż po w pełni rozłożoną, doskonałą do drzemki i regeneracji.

Nowoczesne udogodnienia
Intuicyjny pilot z wyświetlaczem LCD, wbudowany port USB-C do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, funkcjonalna kieszeń boczna oraz dwa uchwyty na napoje.

Wersje kolorystyczne
Fotel dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - beżowej oraz szarej. Ułatwia to dopasowanie go do posiadanego wystroju wnętrza.

Pilot sterujący w języku polskim
Intuicyjny i ergonomiczny pilot sterujący z wyświetlaczem LCD jest w języku polskim.





EFG1K/ EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY
STEROWANIE

Pilot sterujący w języku polskim
Intuicyjny i ergonomiczny pilot sterujący z wyświetlaczem LCD jest w języku polskim.



Sterowanie

Pilot umożliwia sterowanie następującymi funkcjami:

- Podnoszenie siedziska (pionizacja)
  Opuszczanie siedziska
- Pauza/kontynuacja
- Regulacja intensywności
  Włączanie/wyłączanie ogrzewania
  Opuszczanie zagłówka (regulacja wysokości w dół)
- Podnoszenie zagłówka (regulacja wysokości w górę)
- Wybór trybu pracy
- Włączanie/wyłączanie zasilania
- Ustawienie czasu pracy


EFG1K/ EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Zasilanie: 100–240 V AC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 52,2 W
- Napięcie robocze: 29 V DC
- Masa fotela: 54 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



Wyposażenie fotela

1. Zagłówek
2. Oparcie pleców
3. Podłokietnik
4. Kieszeń
5. Mechanizm regulacji
6. Siedzisko
7. Uchwyt na napoje
8. Podnóżek



EFG1K/ EFG1SZ

IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul.Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566
E-mail: biuro@acti4med.pl
Tel.: +48 600 160 147

www.acti4med.pl

www.instagram.com/acti_pl

YouTube www.instagram.com/acti_pl