Acti

FOTEL
PIONIZUJĄCY
HARMONIA



ERGONOMICZNY DESIGN
ELEKTRYCZNA REGULACJA POZYCJI
UŁATWIENIE PIONIZACJI

EFG1K/EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

OPIS

Fotel stanowi niezastąpione wsparcie dla seniorów oraz osób o ograniczonej mobilności, znacząco ułatwiając im codzienne funkcjonowanie poprzez wyeliminowanie problemu trudnego wstawania i siadania, co przekłada się na większe poczucie samodzielności oraz bezpieczeństwa w domowym zaciszu. Mebel doskonale sprawdza się również w procesie rehabilitacji i opieki pooperacyjnej, wspomagając powrót do zdrowia po zabiegach chirurgicznych oraz urazach stawów czy kręgosłupa, a także umożliwiając bezpieczny wypoczynek w pozycji skutecznie odciążającej układ ruchu i krążenia.

Sprawdza się doskonale dla:

- Seniorów
- Osób o ograniczonej mobilności
- W rehabilitacji
- W opiece pooperacyjnej
- Jako wsparcie dla osób z bólami kręgosłupa i problemami naczyniowymi



EFG1K/EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY

Cicha i precyzyjna regulacja pozycji
Dwa niezależne, ciche siłowniki umożliwiają osobne sterowanie oparciem oraz podnóżkiem, co pozwala na idealne dopasowanie kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb.

Funkcja pionizacji - ułatwienie wstawania
Mechanizm podnoszenia delikatnie unosi fotel i przechyla go do przodu, ułatwiając użytkownikowi bezpieczne przyjęcie pozycji stojącej bez nadmiernego obciążania kręgosłupa i kolan.



Wbudowany timer (do 60 minut)
Timer pozwala zaprogramować czas trwania sesji masażu lub ogrzewania, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo (np. podczas zasypiania).

Funkcja ogrzewania
Wbudowane elementy grzewcze wspomagają krążenie krwi, przynoszą ulgę spiętym mięśniom pleców i zapewniają przyjemne ciepło w chłodniejsze dni.

Funkcja masażu
Fotel posiada aż 6 różnorodnych trybów masażu oraz regulację intensywności, co pozwala dostosować zabieg od delikatnego odprężenia po głęboki rozluźniający masaż mięśni.

EFG1K/EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

ZALETY

Pozycja leżąca
Umożliwia swobodne przechodzenie od pozycji siedzącej, przez półleżącą (idealną do czytania czy oglądania TV), aż po w pełni rozłożoną, doskonałą do drzemki i regeneracji.

Wersje kolorystyczne
Fotel dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - beżowej oraz szarej. Ułatwia to dopasowanie go do posiadanego wystroju wnętrza.

Szybkie Ładowanie USB-C
Wbudowany port umożliwia wygodne i szybkie ładowanie smartfona, tabletu czy czytnika e-booków bez konieczności dostępu do gniazdka elektrycznego.

Mobilność i wygoda
Wyposażony w solidne kółka ułatwiające przesuwanie fotela oraz praktyczną kieszeń boczną na pilota i podręczne przedmioty.





EFG1K/EFG1SZ

FOTEL PIONIZUJĄCY

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Zasilanie: 100–240 V AC
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Moc znamionowa: 52,2 W
- Napięcie robocze: 29 V DC
- Masa fotela: 73 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg



Wyposażenie fotela



1. Zagłówek
2. Oparcie pleców
3. Siedzisko
4. Pilot
5. Kieszeń na pilot
6. Podłokietnik
7. Zasilacz
8. Podnóżek
9. Kółko

EFG1K/EFG1SZ

IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul.Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566
E-mail: biuro@acti4med.pl
Tel.: +48 600 160 147

www.acti4med.pl

www.instagram.com/acti_pl

YouTube www.instagram.com/acti_pl