Acti

FOTEL ELEKTRYCZNY
RELAKSACYJNY
OLIMP



ERGONOMICZNY DESIGN
ELEKTRYCZNA REGULACJA POZYCJI
FUNKCJA MASAŻU I OGRZEWANIA

EFG2K/EFG2SZ

FOTEL RELAKSACYJNY

OPIS

Fotel stanowi niezastąpione wsparcie dla seniorów oraz osób o ograniczonej mobilności i cierpiących na bóle kręgosłupa, znacząco ułatwiając im codzienne funkcjonowanie. Mebel doskonale sprawdza się również w procesie rehabilitacji i opieki pooperacyjnej, wspomagając powrót do zdrowia po zabiegach chirurgicznych oraz urazach stawów czy kręgosłupa, a także umożliwiając bezpieczny wypoczynek w pozycji skutecznie odciążającej układ ruchu i krążenia.

Sprawdza się doskonale dla:

- Seniorów
- Osób o ograniczonej mobilności
- W rehabilitacji
- W opiece pooperacyjnej
- Jako wsparcie dla osób z bólami kręgosłupa i problemami naczyniowymi


EFG2K/EFG2SZ

FOTEL RELAKSACYJNY

FUNKCJE

Fotel posiada następujące funkcje:

- elektryczną regulację położenia oparcia,
- elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego,
- dwa programy masażu pneumatycznego (M1 i M2),
- funkcję ogrzewania odcinka lędźwiowego.



Intuicyjny pilot pozwala na sterowanie w poniższym zakresie:

1.Podnoszenie oparcia
2. Zwiększenie podparcia odcinka lędźwiowego
3. Tryb masażu pneumatycznego M1
4. Opuszczanie oparcia
5. Zmniejszenie podparcia odcinka lędźwiowego
6. Tryb masażu pneumatycznego M2
7. Włączanie/Wyłączanie ogrzewania

FOTEL RELAKSACYJNY

ZALETY



Cicha i precyzyjna regulacja pozycji
Dwa niezależne, ciche siłowniki umożliwiają osobne sterowanie oparciem oraz podnóżkiem, co pozwala na idealne dopasowanie kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb.

Funkcja masażu
2 programy masażu: łagodniejszy M1 i intensywniejszy M2. Każdy trwa ok. 15 minut i wyłącza się automatycznie.

Ogrzewanie odcinka lędźwiowego
Przyjemne ciepło w odcinku lędźwiowym dostępne jest samodzielnie lub w połączeniu z funkcją masażu.

EFG2K/EFG2SZ

FOTEL RELAKSACYJNY
ZALETY

Pozycja półleżąca
Umożliwia swobodne przechodzenie od pozycji siedzącej, przez półleżącą (idealną do czytania czy oglądania TV).

Wersje kolorystyczne
Fotel dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - kremowej oraz szarej. Ułatwia to dopasowanie go do posiadanego wystroju wnętrza.

Dwa siłowniki
Produkt wyposażony jest w dwa niezależne siłowniki elektryczne sterowane za pomocą przewodowego pilota. Siłowniki umożliwiają płynną regulację położenia oparcia i podnóżka.







EFG2K/EFG2SZ

FOTEL RELAKSACYJNY
PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary i parametry:

- Maksymalne obciążenie użytkowe 150kg
- Masa: 34,7kg
- Materiał konstrukcji: stal malowana proszkowo
- Zasilanie wejściowe: 100-240V AC
- Częstotliwość: 50/60Hz
- Moc znamionowa: 87W
- Napięcie robocze: 29V DC
- Siłowniki: 2szt.
- Sterowanie: Pilot przewodowy





EFG2K/EFG2SZ

IMPORTER

ACTI Sp. z o.o. ul.Bagatela 15, lok 73
00-585 Warszawa NIP: 5252519566
E-mail: biuro@acti4med.pl
Tel.: +48 600 160 147

www.acti4med.pl

www.instagram.com/acti_pl

YouTube www.instagram.com/acti_pl